

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddb2 Para Wb, Elisa - Q92466

Número do item: CM0003355



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra o DDB2 humano (proteína de ligação a danos no DNA 2, SWISS: Q92466) é validado para Western blot e ELISA. Reconhece um fator chave de reparo por excisão de nucleotídeos e adaptador de ligase E3, apoiando pesquisas sobre integridade genômica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDB2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1643
GeneID	1643
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92466
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo