

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92466

Número do item: CM0024011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDB2 humano (proteína de ligação a danos no DNA 2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa de reparo de DNA em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1643
GeneID	1643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-315 da DDB2 humana (NP_000098.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92466
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo