

Anticorpo Policlonais Anti-Ddc Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20711

Número do item: CM0028412



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DDC humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biossíntese de catecolaminas e serotonina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDC Rabbit pAb
Observações/Alias	AADC; DDC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1644
GeneID	1644
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-137 da DDC humana (NP_000781.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20711
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo