

Anticorpo Monoclonal Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35638

Número do item: CM0003720

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o DDIT3/CHOP humano (transcrito 3 indutível por danos no DNA). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Peso molecular previsto 19kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDIT3/CHOP Rabbit mAb
Observações/Apelido	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1649
GeneID	1649
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P35638
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo