

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Número do item: CM0004576

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DDIT3/CHOP humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de estresse no retículo endoplasmático e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] DDIT3/CHOP Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1649
GeneID	1649
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35638
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo