

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35638

Número do item: CM0015894

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DDIT3/CHOP (CHOP10, GADD153). Validado em WB, IHC-P, IP e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigar o estresse do RE, a apoptose e as vias de resposta a proteínas mal dobradas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDIT3/CHOP pAb de coelho
Observações/Alcunhas	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1649
ID do Gene	1649
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35638
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo