


Anticorpo Policlonal Anti-Ddost Para Wb, Ihc-P, Elisa - P39656

Número do item: CM0029500



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DDOST adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta DDOST humano, de camundongo e de rato, uma subunidade chave do OST essencial para a N-glicosilação de proteínas. Ideal para pesquisa em glicobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDOST Rabbit pAb
Observações/Alias	OST; WBP1; AGER1; CDG1R; GATD6; OST48; OKSWcl45; DDOST
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-300 do DDOST humano (NP_005207.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P39656
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo