


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddr2 Para Wb E Elisa - Q16832

Número do item: CM0005378



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DDR2 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta DDR2 humano, de camundongo e de rato, uma tirosina quinase receptora de colágeno envolvida na remodelação tecidual e no desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDR2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4921
GeneID	4921
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 756-855 do DDR2 humano (Q16832).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16832
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo