


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddr2 Para Wb, Elisa - Q16832

Número do item: CM0012945



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDR2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O alvo está envolvido na sinalização do colágeno e remodelação tecidual; adequado para pesquisa em oncologia e desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DDR2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4921
ID do Gene	4921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-400 do DDR2 humano (NP_001014796.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16832
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Bolsa de gelo