


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddt Para Wb, Elisa - P30046

Número do item: CM0027223



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a D-dopachrome descaboxilase (DDT) humana. Validado para Western blotting e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre biossíntese de melanina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDT Rabbit pAb
Observações/Apelido	D-DT; DDCT; MIF2; MIF-2; DDT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1652
GeneID	1652
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 da DDT humana (NP_001346.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30046
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo