

## Anticorpo Policlonal Anti-Ddx1 - Q92499

Número do item: CM0027325



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho DDX1 para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Detecta a helicase de RNA dependente de ATP DDX1 envolvida na transcrição, processamento de RNA e defesa antiviral - - Q92499.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DDX1 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | DBP-RB; UKVH5d; DDX1                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 1653                                                                                                                      |
| GeneID              | 1653                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 441-740 do DDX1 humano (NP_004930.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q92499                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 82kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |