

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddx11 Para Wb, Elisa - Q96Fc9

Número do item: CM0029861

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à helicase de DNA dependente de ATP humana DDX11, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa em replicação, reparo de DNA e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1663
GeneID	1663
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da DDX11 humana (NP_689651.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96FC9
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo