

Anticorpo Monoclonal Anti-Ddx17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92841

Número do item: CM0011944



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DDX17 validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em humano, rato, camundongo. Alvo da helicase de RNA DDX17 (Q92841) envolvida no splicing de pré-mRNA e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX17 Rabbit mAb
Observações/Apelido	P72; RH70; DDX17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10521
GeneID	10521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do DDX17 humano (Q92841)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92841
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo