


Anticorpo Policlonal Anti-Ddx20 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi6

Número do item: CM0029492



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o DDX20 humano (Gemin3), uma helicase de RNA DEAD-box envolvida na montagem de snRNP. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX20 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DP103; GEMIN3; DDX20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11218
GeneID	11218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-280 do DDX20 humano (NP_009135.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHI6
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo