

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddx21 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr30

Número do item: CM0016286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DDX21 humano (Helicase de RNA nucleolar 2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta proteína de 87 kDa. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos de processamento de rRNA, regulação da transcrição e imunidade inata antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-DDX21
Observações/Apêndices	RH; GUA; GURDB; II/Gu; RH II/Gu; RH-II/GU; gu-alfa; RH-II/GuA; DDX21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9188
ID do Gene	9188
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NR30
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Em saco de gelo