

Anti-Ddx24 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr7

Número do item: CM0018543

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX24 humano (proteína de caixa DEAD 24), uma helicase de RNA dependente de ATP envolvida no splicing de pré-mRNA e imunidade inata. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX24 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DDX24
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57062
GeneID	57062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-859 do DDX24 humano (NP_065147.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZR7
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco com gelo