


Anticorpo Coelho Anti-Ddx3 Polymab® Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000571

Número do item: CM0006865



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DDX3 (helicase de RNA dependente de ATP DDX3X) validado em WB, IF/ICC, IP, ELISA para humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em transcrição, tradução e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX3 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB
Espécie	Humano
GeneID	1654
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do DDX3 humano (NP_001347.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00571
Peso Proteico	73kDa
Envio	Bolsa de Gelo