

Anticorpo Policlonal Anti-Ddx31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8H2

Número do item: CM0024360

introdução

O pAb de coelho DDX31 é um anticorpo policlonal para WB, IF/ICC, ELISA, que reage com humano, rato, camundongo. Tem como alvo a helicase de caixa DEAD DDX31, essencial para a biogênese de ribossomos e regulação do p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PPP1R25; DDX31
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64794
ID do Gene	64794
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 652-851 do DDX31 humano (NP_073616.6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9H8H2
Peso Proteico	94kDa
Envio	Saco de gelo