


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddx39A - 000148

Número do item: CM0030473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DDX39A humano (BAT1/URH49), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar exportação de mRNA, splicing e mecanismos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX39A Rabbit pAb
Observações/Apêndice	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10212
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DDX39A humano (NP_005795.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00148
Peso Proteico	49kDa
Envio	Em saco de gelo