


Anticorpo Policlonal Anti-Ddx3X Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00571

Número do item: CM0024798



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX3X humano (O00571). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com Mouse, Rato. Helicase de RNA dependente de ATP envolvida na transcrição, tradução e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX3X Rabbit pAb
Observações/Apelido	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRX55B; DDX3X
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1654
GeneID	1654
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DDX3X humano (NP_001347.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Mouse, Rato
SWISS	O00571
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo