


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddx3X/Ddx3Y Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000571/O15523

Número do item: CM0007009



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DDX3X/DDX3Y, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato e camundongo. Ideal para estudar funções de RNA helicase, infecções virais e vias de sinalização da imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho DDX3X/DDX3Y
Observações/Apelido	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRX55B; DBY; DDX3X/DDX3Y
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1654/8653
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000571/O15523
Peso Proteico	73 kDa/71 kDa/32 kDa
Envio	Saco de Gelo