

Anticorpo Policlonal Anti-Ddx3Y Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 015523

Número do item: CM0017072

introdução

Anticorpo policlonal anti-DDX3Y de alta afinidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína DDX3Y humana, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a função da helicase de RNA dependente de ATP e vias de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX3Y pAb de Coelho
Observações/Apelido	DBY; DDX3Y
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8653
GeneID	8653
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do DDX3Y humano (NP_001116137.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	015523
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo