

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddx3Y Para Wb, Elisa - O15523

Número do item: CM0016877

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DDX3Y humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano e rato. Adequado para estudar a função da RNA helicase na resposta imune e na espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX3Y Rabbit pAb
Observações/Apelido	DBY; DDX3Y
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8653
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do DDX3Y humano (NP_001116137.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O15523
Peso Molecular da Proteína	73kDa
Transporte	Em saco de gelo