

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddx4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nqi0

Número do item: CM0014562

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX4 (VASA), uma helicase de RNA dependente de ATP específica de células germinativas. Detecta DDX4 humano, de camundongo e rato para aplicações em Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA em pesquisas de espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-DDX4
Observações/Apelido	VASA; DDX4
Espécie	Humano
ID do Gene	54514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 635-724 do DDX4 humano (NP_077726.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQI0
Peso Proteico	79kDa
Envio	Em saco de gelo