

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddx4 (Vasa) Para Wb - Q9Nqi0

Número do item: CM0004162

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DDX4 (VASA) de alta qualidade validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de desenvolvimento de células germinativas e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	VASA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54514
ID do Gene	54514
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 635-724 do DDX4 humano (NP_077726.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQI0
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco com gelo