


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ddx41 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ujv9

Número do item: CM0030620



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX41 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta DDX41 humano, de rato e de camundongo (70 kDa). Adequado para pesquisa em imunidade inata e metabolismo de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX41 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ABS; MPLPF; DDX41
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51428
GeneID	51428
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do DDX41 humano (NP_057306.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJV9
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Em saco de gelo