

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddx43 Para Wb E Elisa - Q9Nxz2

Número do item: CM0020724

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DDX43 (CT13/HAGE), validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Detecta uma helicase de RNA dependente de ATP de 73 kDa, com expressão de antígeno câncer/testículo. Ideal para pesquisas em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DDX43 pAb de coelho
Observações/Apelido	CT13; HAGE; DDX43
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55510
GeneID	55510
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 429-648 do DDX43 humano (NP_061135.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9NXZ2
Peso da proteína	73 kDa
Envio	Bolsa de gelo