


Anticorpo Policlonais Anti-Ddx46 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L014

Número do item: CM0025114



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX46 (PRP5/PRPF5) humano, uma RNA helicase spliceossomal. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de montagem do spliceossomo e splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX46 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Prp5; PRPF5; DDX46
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9879
GeneID	9879
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L014
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Saco de gelo