


Anticorpo Policlonais Anti-Ddx47 Para Wb, Elisa - Q9H0S4

Número do item: CM0015298



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DDX47 de grau de pesquisa confiável para WB e ELISA, com reação cruzada com seres humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo as vias de biogênese de ribossomos e apoptose. Ideal para desenvolvimento de ensaios de DVM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX47 Rabbit pAb
Observações/Alias	RRP3; E4-DBP; HQ0256; MSTP162; DDX47
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51202
GeneID	51202
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-455 do DDX47 humano (NP_057439.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0S4
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo