


Anticorpo Policlonais Anti-Ddx5 (P68) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17844

Número do item: CM0014109



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX5 (p68) humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de RNA helicase e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p68, HLR1, G17P1, HUMP68, DDX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1655
GeneID	1655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-614 da DDX5 humana (NP_004387.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17844
Peso Proteico	69kDa
Envio	Bolsa de gelo