


Anti-Ddx5 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P17844

Número do item: CM0002099



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o DDX5 (helicase p68), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade cruzada humana, de camundongo e de rato. Ideal para desenvolvimento de ensaios IVD, regulação transcricional e pesquisa de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1655
ID do Gene	1655
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17844
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo