

Anticorpo Policlonal Anti-Ddx56 Para Wb, Elisa - Q9Ny93

Número do item: CM0025664

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX56 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para estudos sobre biogênese de ribossomos, imunidade inata e pesquisa de infecção viral. Reage com humano e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX56 pAb Coelho
Observações/Apelido	DDX21; DDX26; NOH61; DDX56
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54606
GeneID	54606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 318-547 do DDX56 humano (NP_061955.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NY93
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo