


Anticorpo Policlonal Anti-Ddx6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26196

Número do item: CM0024127



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDX6, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudar corpos-P, remoção da capa do mRNA e regulação da autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX6 Coelho pAb
Observações/Alias	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1656
ID do Gene	1656
Imunogênio	Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 384-483aa do DDX6 humano (NP_001244120.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P26196
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo