

Anticorpo Policlonal Anti-Decorin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Número do item: CM0019820

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Decorin humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso da proteína 40kDa. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e proteoglicanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Decorin pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B, Decorin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1634
GeneID	1634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-359 da Decorin (NP_001911.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07585
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo