


Anticorpo Policlonal Anti-Defa1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P59665

Número do item: CM0027109



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a defensina neutrofílica 1 humana (DEFA1/HNP-1). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos. Desenvolvido para estudos de imunidade inata e defesa antimicrobiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEFA1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	HP1; MRS; DEF1; HP-1; DEFA2; HNP-1; DEFA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1667
GeneID	1667
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-94 da DEFA1 humana (NP_004075.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P59665
Peso da Proteína	10kDa
Transporte	Saco de gelo