


Anticorpo Policlonal Anti-Defa5/Defensina Alfa 5 Para Wb, Elisa - Q01523

Número do item: CM0018950



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DEFA5 humano (Defensina alfa 5), adequado para Western blotting e ELISA. Validado para a espécie humana, este anticorpo detecta um peptídeo antimicrobiano de ~10kDa envolvido na defesa imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEFA5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEF5; HD-5; DEFA5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1670
GeneID	1670
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-94 do DEFA5 humano (NP_066290.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01523
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo