

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Defb121 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q5J5C9

Número do item: CM0015744

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-DEFB121 validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Camundongo e Rato. Tem como alvo a beta-defensina 121, um peptídeo antimicrobiano do trato reprodutor masculino. Ideal para pesquisa em imunologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEFB121 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEFB21; ESC42RELC; DEFB121
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	245934
ID do Gene	245934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-76 da DEFB121 humana (NP_001011878.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5J5C9
Peso Proteico	8kDa
Transporte	Bolsa de gelo