


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Defb4A (Beta-Defensina 2) Para Wb, If-P, Elisa - O15263

Número do item: CM0026452



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-DEFB4A para WB, IF-P, ELISA visa a beta-defensina 2 humana (BD-2), um peptídeo antimicrobiano. Ideal para pesquisa em imunidade inata e infecções.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEFB4A pAb de Coelho
Observações/Apelidos	BD-2, SAP1, DEFB2, DEFB4, HBD-2, DEFB-2, DEFB102
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	1673
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-64 da DEFB4A humana (NP_004933.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15263
Peso Proteico	7kDa
Transporte	Bolsa de gelo