

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Degs1 Para Wb, Elisa - O15121

Número do item: CM0013284

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-DEGS1 detecta a DEGS1 humana, uma esfingolípídeo delta(4)-dessaturase crucial para a conversão de esfinganina em esfingosina. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas metabólicas e neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEGS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1; DEGS1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8560
GeneID	8560
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-323 da DEGS1 humana (NP_003667.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O15121
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo