

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92629

Número do item: CM0026927

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o delta-sarcoglicano (SGCD) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos do complexo sarcoglicano e distrofias musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Delta-sarcoglicano (SGCD) pAb de Coelho
Observações/Apelido	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglicano (SGCD)
Espécie	Humano
GenelD	6444
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-290 do Delta-sarcoglicano (SGCD) humano (NP_000328.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92629
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo