

Anticorpo Monoclonal Anti-Denn (Madd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxg6

Número do item: CM0002281

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DENN (MADD) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tráfego sináptico, via MAPK e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DENN Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	DENN; IG20; DEEAH; RabGEF; NEDDISH; RAB3GEP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8567
GeneID	8567
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1548-1647 do DENN humano (Q8WYG6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYG6
Peso Proteico	183kDa
Envio	Saco de gelo