

Anticorpo Policlonal Anti-Dennd4A Para Wb E Elisa - Q7Z401

Número do item: CM0015754

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DENND4A (MYCPBP) para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo uma proteína de aproximadamente 209 kDa. Adequado para estudos de regulação do promotor de MYC e sinalização de RAB10.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DENND4A Rabbit pAb
Observações/Apelido	IRLB; MYCPBP; DENND4A
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10260
ID do gene	10260
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1500-1650 da DENND4A humana (NP_005839.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z401
Peso da proteína	209 kDa
Envio	Gelo reutilizável