


Anticorpo Policlonal Anti-Denr Para Wb, Ihc-P, Elisa - 043583

Número do item: CM0015062



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DENR humano (DRP1/SMAP-3), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de reiniciação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DENR Rabbit pAb
Observações/Alias	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
Espécie	Humana
GeneID	8562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 da DENR humana (NP_003668.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O43583
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo