


Anti-Dermcidin (Dcd) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P81605

Número do item: CM0026526



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o Dermcidin humano (DCD), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Suporta pesquisa de peptídeos antimicrobianos e biomarcadores de câncer. Imunógeno: aa 20-110. Peso da proteína: 11kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCD pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIF; AIDD; DSEP; HCAP; DCD-1; DCD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	117159
GeneID	117159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-110 do DCD humano (NP_444513.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P81605
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo