

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Desmina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Número do item: CM0011567

### introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Desmina validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. A Desmina é um filamento intermediário tipo III essencial para a estrutura muscular. Ideal para pesquisa de músculo esquelético e cardíaco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Desmina Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)                                                                                         |
| Observações/Apelido | CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmina                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 1674                                                                                                                                 |
| GeneID              | 1674                                                                                                                                 |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 371-470 da Desmina humana (P17661).) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                               |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                             |
| SWISS               | P17661                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 54 kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                      |