

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Desmina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Número do item: CM0014100

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Desmina de alta qualidade, adequado para aplicações WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e rato. Matéria-prima IVD para uso em pesquisa para estudo da integridade do sarcômero e filamentos intermediários.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmin Rabbit pAb
Observações/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1674
GeneID	1674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 da Desmina humana (NP_001918.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17661
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo