


Anticorpo Monoclonal Anti-Desmocollin 1 Para Wb, Elisa - Q08554

Número do item: CM0007242



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Desmocollin 1, validado para WB e ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para pesquisa de adesão celular e desmossomos. SWISS: Q08554.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmocollin 1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDHF1; DG2/DG3; Desmocollin 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1823
GeneID	1823
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q08554
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco com gelo