

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Desmocollina 3 Para Wb, Elisa - Q14574

Número do item: CM0003041

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Desmocollina 3, produzido contra um peptídeo sintético (aa 797-896 do humano Q14574), validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo da adesão desmossômica e da função barreira epidérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmocollina 3 mAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollina 3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1825
ID do Gene	1825
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 797-896 da Desmocollina 3 humana (Q14574).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14574
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco de gelo