


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Desmogleína 2 Para Wb, Elisa - Q14126

Número do item: CM0005152



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Desmogleína 2 (Q14126) de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta a Desmogleína 2 humana, uma caderina desmossômica envolvida na adesão celular e sinalização. Ideal para pesquisas sobre junções celulares e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmogleína 2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HDGC; CDHF5; Desmogleína 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1829
GeneID	1829
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1001-1118 da Desmogleína 2 humana (Q14126)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14126
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de gelo