


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Desmogleína 3 Para Wb E Elisa - P32926

Número do item: CM0004091



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Desmogleína-3 para WB e ELISA. Reconhece a Desmogleína-3 humana (P32926), uma caderina desmossômica fundamental para a adesão dos queratinócitos. Ideal para estudos de pénfigo, junções celulares e investigação da barreira epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmoglein 3 Rabbit mAb
Observações/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1830
ID do Gene	1830
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-999 da Desmogleína 3 humana (P32926).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32926
Peso Proteico	108 kDa
Envio	Saco de gelo